

Gel-T クッション (CK-346) 取扱説明書*

この度は、Gel-T クッションをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
ご使用ならびにお取扱いの際には、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

ご使用上の注意

- ご使用前にクッション内部のジェルが均等（平ら）になっていることを確認してください。
- カバー上面の“FRONT” マークを前方（膝側）にしてご使用ください。
- 常温でのご使用が推奨される商品です。
- クッションに飛び乗ったり、過度の加重を掛けたりしないでください。（最大使用者体重：100kg まで）
- 鋭利なものでクッションを傷つけないようご注意ください。ウレタンが破損したり、ジェルが漏れ出してしまう可能性があります。
- クッションの後ろ側にジェルの注入栓があり、凹凸を確認できますが故障ではありません。
- 万一、中身のジェルが漏れ出して床等に付着した場合は、速やかに拭き取って下さい。

カバーのお手入れ方法

- カバーが汚れた場合は、手洗いか柔らかい布で拭き取ってください。
（本体のウレタンは洗淨することが出来ません）
- 塩素系漂白剤、アイロン、ドライクリーニング不可
タンブラー乾燥機使用不可（60℃以上は変質する場合があります）
直射日光を避け、陰干ししてください



材質

- ・本体:ウレタンフォーム(難燃・抗菌)
- ・ジェル:ナトリウムアクリル樹脂
- ・カバー:ナイロン、ポリ塩化ビニール
(抗菌・難燃・防水)
- ・重量:約 2.5kg
- ・アメリカ製

保管方法

- 商品の劣化を防ぐため、保管する際はクッションを平らに置くようにしてください。
- このクッションは前後の方向があります。ウレタン側面に縦線のある側が背中側になります。

*専用カバーのみの販売もご用意しております。

株 式 会 社 ケ ー プ 神奈川県横須賀市平成町 2-7
TEL046-821-5511（代表） FAX046-821-5522